

Formatos SPD[®] Venalink



**Sistema Personalizado de Dosificación:
El mejor servicio para sus pacientes**





SPD® Venalink

El SPD® Venalink es un sistema de reacondicionado de tipo blíster donde el farmacéutico organiza los comprimidos y/o cápsulas que toma un determinado paciente, con el objeto de indicar el día y el tiempo en el cuál deberían administrarse según la pauta posológica prescrita, aportando la información necesaria para hacerlo de forma correcta.

Ventajas para la Farmacia

- ✓ El mejor servicio profesional
- ✓ Potencia el papel del farmacéutico
- ✓ Mejora el control de la enfermedad

Ventajas para el Paciente

- ✓ Medicación preparada por un farmacéutico
- ✓ Tratamientos sin errores ni stock sobrante
- ✓ Garantía de calidad y seguridad



SPD® VENALINK Estándar

Diseño práctico y manejable.



- ✓ Compatible con semi-automatización.
- ✓ Disponible en blíster transparente y blíster ámbar (para reducir el riesgo de foto-inestabilidad).
- ✓ Disponible en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Cajas de 100, 250 y 500 unidades.

SPD® VENALINK Horizontal

Separación visual por tomas. Capacidad de alvéolo superior al formato estándar. Ideal para pacientes que prefieren esta orientación de las tomas.

- ✓ Disponible en español. Cajas de 100 y 250 unidades.

NUEVO



SPD® VENALINK Mensual

Mismo formato que el Estándar pero para preparaciones mensuales. Cada SPD representa una toma del día. 4 Variantes: Desayuno, Comida, Cena y de libre elección.

- ✓ Disponible en español e inglés. Cajas de 500 unidades.



SPD® VENALINK Cubo

Diseño visual y confortable. Gran capacidad de alvéolos, que permite alojar fácilmente múltiples medicamentos. Amplio espacio en el interior para aportar información. Ideal para pacientes con muchos medicamentos a reacondicionar.

- ✓ **Compatible con automatización y semi-automatización.**
- ✓ **Disponible en español, portugués, italiano, inglés, francés, alemán y catalán. Cajas de 100 y 250 unidades.**



SPD® VENALINK Minicubo

Similar al Cubo pero de tamaño más reducido.

- ✓ **Disponible en español. Cajas de 100 y 250 unidades.**



SPD® VENALINK 5 Tomas

Ideal para pacientes con 5 tomas diarias o para controlar la toma de medicamentos 'si precisa'. Amplio espacio en el interior para aportar información.

- ✓ **Disponible en español, portugués e inglés. Cajas de 100 y 250 unidades.**

SPD® VENALINK

FlexRX Light

La forma segura y discreta de tomar la medicación dentro y fuera de casa. Ideal para pacientes polimedificados y activos.

Los alvéolos tienen gran capacidad y están troquelados, permitiendo la separación por tomas o días de forma sencilla.

Las esquinas redondeadas del alvéolo absorben mejor la energía cuando cae la medicación, disminuyendo el riesgo de que 'salten'.

No requiere la utilización de etiquetas adhesivas extra, ya que la información dirigida al paciente se imprime sobre la propia etiqueta del SPD (compatible con cualquier impresora láser).

Todos los alvéolos están identificados con la información relativa a los medicamentos que contienen.

- ✓ Requiere el uso de software.
- ✓ Compatible con automatización y semi-automatización.
- ✓ Disponible en español. Cajas de 100, 250 y 500 unidades.



ESTE FORMATO permite extraer y etiquetar individualmente cada toma.



NUEVO

 **Venalink™**
MEDICATION MADE SIMPLE





Le ayudamos
a ayudar a
sus pacientes

Más información:

+34 932 059 435 · venalink.es