

# Formati SDP<sup>®</sup> Venalink

---



**Sistema di Dosaggio Personalizzato:  
Il servizio migliore per i tuoi pazienti**





## SDP® Venalink

Il Sistema di Dosaggio Personalizzato SDP® Venalink è un sistema di riconfezionamento in blister con cui il farmacista organizza le pastiglie e/o pillole che deve assumere un determinato paziente, allo scopo di indicare il giorno e l'ora in cui devono essere assunte secondo il regime terapeutico prescritto, fornendo le informazioni necessarie per attenersi a tale terapia in modo corretto.

### Vantaggi per la farmacia

- ✓ Il migliore servizio professionale
- ✓ Rafforza il ruolo del farmacista
- ✓ Migliora il controllo della patologia

### Vantaggi per il paziente

- ✓ Trattamento preparato da un farmacista
- ✓ Trattamenti senza errori ed eliminazione dei surplus di stock
- ✓ Garanzia di qualità e sicurezza



## SDP® VENALINK Standard

Design pratico e maneggevole.



- ✓ **Compatibile con sistemi semi-automatici.**
- ✓ **Disponibile in blister trasparente e ambrato (per ridurre il rischio di fotosensibilità).**
- ✓ **Disponibile in spagnolo, portoghese, inglese, francese, tedesco e catalano. Scatole da 100, 250 e 500 unità.**

## SDP® VENALINK Orizzontale

Separazione visiva in base all'assunzione. Capacità dell'alveolo superiore al formato standard. Ideale per pazienti che preferiscono questo orientamento per l'assunzione dei farmaci.

- ✓ **Disponibile in spagnolo. Scatole da 100 e 250 unità.**

**NOVITÀ**



## SDP® VENALINK Mensile

Lo stesso formato del sistema standard, ma per terapie mensili. Ogni SDP costituisce un'assunzione giornaliera. 4 varianti: Colazione, pranzo, cena e a libera scelta.

- ✓ **Disponibile in spagnolo e in inglese. Scatole da 500 unità.**





## SDP® VENALINK Cubo

Design estetico e comodo. Grande capacità degli alveoli, che consente di inserire con facilità diversi farmaci. Ampio spazio all'interno per informazioni. Ideale per pazienti che devono assumere molti farmaci.

- ✔ **Compatibile con sistemi automatici e semi-automatici.**
- ✔ **Disponibile in spagnolo, portoghese, italiano, inglese, francese, tedesco e catalano. Scatole da 100 e 250 unità.**



## SDP® VENALINK Minicubo

Simile al Cubo, ma di dimensioni più ridotte.

- ✔ **Disponibile in spagnolo. Scatole da 100 e 250 unità.**



## SDP® VENALINK 5 Assunzioni

Ideale per pazienti che devono assumere medicinali 5 volte al giorno o per controllare l'assunzione dei farmaci ove necessario. Ampio spazio all'interno per informazioni.

- ✔ **Disponibile in spagnolo, portoghese e inglese. Scatole da 100 e 250 unità.**

SDP® VENALINK

## FlexRX Light

Il modo sicuro e discreto per assumere farmaci a casa e fuori. Ideale per i pazienti politerapici e attivi.

Gli alveoli presentano una grande capacità e sono sagomati, consentendo una semplice separazione in base alle assunzioni o ai giorni.

Gli angoli arrotondati dell'alveolo assorbono meglio l'energia quando fuoriesce il farmaco, riducendo il rischio che "saltino".

Non richiedono l'utilizzo di ulteriori etichette adesive, dato che l'informazione per il paziente viene stampata sull'etichetta stessa dell'SDP (compatibile con qualsiasi stampante laser).

Tutti gli alveoli vengono identificati con le informazioni relative ai farmaci contenuti.

**QUESTO FORMATO  
consente di estrarre  
e di etichettare  
ciascuna assunzione  
singolarmente.**

**Antonio Ruiz**

COLAZIONE Lun 06 c

1 Furosemide 40 mg  
1 Losartan 50 mg  
1 Pantoprazol 40 mg




- ✓ **Richiede l'utilizzo del software.**
- ✓ **Compatibile con sistemi automatici e semi-automatici.**
- ✓ **Disponibile in spagnolo. Scatole da 100, 250 e 500 unità.**



**NOVITÀ**

 **Venalink™**  
MEDICATION MADE SIMPLE





Ti aiutiamo  
ad aiutare  
i tuoi pazienti

---

Ulteriori informazioni:  
**+34 932 059 435 · [venalink.it](https://www.venalink.it)**