

# Formatos PIM® Venalink

---



**Preparação Individualizada da Medicação:  
O melhor serviço para os seus pacientes**





# PIM® Venalink

O PIM® Venalink é um sistema de reacondicionamento do tipo blister onde o farmacêutico organiza os comprimidos e/ou as cápsulas que determinado paciente deve tomar, com o objetivo de indicar o dia e o tempo durante o qual devem ser administrados de acordo com a posologia prescrita, fornecendo as informações necessárias para o fazer de forma correta.

## Vantagens para a farmácia

- ✓ Melhor serviço profissional
- ✓ Potencia o papel do farmacêutico
- ✓ Melhora o controlo da doença

## Vantagens para o paciente

- ✓ Medicação preparada por um farmacêutico
- ✓ Tratamentos sem erros nem excesso de stock
- ✓ Garantia de qualidade e segurança



PIM® VENALINK

## Padrão

Design prático e manuseável.



- **Compatível com semiautomatização.**
- **Disponível em blister transparente e blister âmbar (para reduzir o risco de fotoinstabilidade).**
- **Disponível em espanhol, português, inglês, francês, alemão e catalão. Caixas de 100, 250 e 500 unidades.**

## PIM® VENALINK Horizontal

Separação visual por tomas. Capacidade de alvéolo superior ao formato padrão. Ideal para doentes que preferem esta orientação das tomas.

- **Disponível em blister transparente e blister âmbar (para reduzir o risco de fotoinstabilidade).**
- **Disponível em espanhol. Caixas de 100 e 250 unidades.**



## PIM® VENALINK Mensal

Mesmo formato que o formato padrão, mas para preparações mensais. Cada PIM representa uma toma do dia. 4 variantes: Pequeno-almoço, almoço, jantar e de livre escolha.

- **Disponível em blister transparente e blister âmbar (para reduzir o risco de fotoinstabilidade).**
- **Disponível em espanhol e inglês. Caixas de 500 unidades.**





## PIM® VENALINK Cubo

Design visual e confortável. Grande capacidade de alvéolos, permitindo alojar facilmente vários medicamentos. Amplo espaço no interior para incluir informação. Ideal para doentes com muitos medicamentos para reacondicionar.

- **Compatível com automatização e semiautomatização.**
- **Disponível em blister transparente e blister âmbar (para reduzir o risco de fotoinstabilidade).**
- **Disponível em espanhol, português, italiano e inglês, francês, alemão e catalão. Caixas de 100 e 250 unidades.**



## PIM® VENALINK Minicubo

Idêntico ao Cubo, mas mais pequeno.

- **Disponível em espanhol.**
- **Caixas de 100 e 250 unidades.**



## PIM® VENALINK 5 Dose

Ideal para doentes com 5 doses diárias ou para controlar a toma de medicamentos «conforme necessário». Amplo espaço no interior para incluir informação.

- **Disponível em espanhol, português e inglês Caixas de 100 e 250 unidades.**

PIM® VENALINK

# FlexRx™ Light



A forma segura e discreta de tomar a medicação dentro e fora de casa. Ideal para doentes polimedicados e ativos.

Os alvéolos são grandes e estão pré-recortados, permitindo a separação por tomas ou dias de forma simples.

Os cantos arredondados do alvéolo absorvem melhor a energia em caso de queda dos medicamentos, reduzindo o risco de «saltar».

Não requer a utilização de etiquetas adesivas adicionais, dado que as informações dirigidas ao doente estão impressas na própria etiqueta do PIM (compatível com qualquer impressora a laser).

Todos os alvéolos estão identificados com as informações sobre os medicamentos que contêm.

**ESTE FORMATO permite extrair e etiquetar individualmente cada toma.**

Antonio Ruiz  
PEQUENO-ALMOÇO  
1 Furosemide 40 mg  
1 Losartan 50 mg  
1 Pantoprazol 40 mg



- **Requer a utilização de software.**
- **Compatível com automatização e semiautomatização.**
- **Disponível em blister transparente e blister âmbar (para reduzir o risco de fotoinstabilidade).**
- **Disponível em espanhol. Caixas de 100, 250 e 500 unidades.**





Ajudamo-lo  
a ajudar os  
seus pacientes

---

Mais informações:

252 374 387 • [pimsolutions.pt](http://pimsolutions.pt)